



วิธีการเก็บตัวอย่างของคุณเอง




ขั้นตอนที่ 1

คุณจะได้พื้นที่ส่วนตัวที่จัดหาไว้ให้เพื่อเก็บตัวอย่างของคุณ




ขั้นตอนที่ 2

บิดฝาและนำก้อนพลาสติกออกจากหลอดจับที่ฝาไว้และอย่าสัมผัสปลายก้อนพลาสติก




ขั้นตอนที่ 3

ค่อย ๆ ขยับผิวหนังที่หุ้มรอบ ๆ ช่องคลอดด้วยมืออีกข้างหนึ่ง สอดก้อนพลาสติกเข้าไปในช่องคลอดของคุณสองสามเซนติเมตร




ขั้นตอนที่ 4

หมุนก้อนพลาสติกเบา ๆ ประมาณ 10-30 วินาที



ขั้นตอนที่ 5

ค่อย ๆ เอาก้อนพลาสติกออกจากช่องคลอดของคุณ ใส่ก้อนพลาสติกกลับเข้าไปในหลอดหมุนฝาเพื่อปิด แล้วส่งคืนให้กับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณ



ขั้นตอนที่ 6

ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณจะส่งตัวอย่างของคุณไปยังห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาเพื่อทำการตรวจ