



Πώς να συλλέξετε το δικό σας δείγμα




Βήμα 1.

Θα σας διατεθεί ένας ιδιωτικός χώρος για να συλλέξετε το δείγμα σας.




Βήμα 2.

Περιστρέψτε το καπάκι και αφαιρέστε τον στειλέ από το σωληνάριο. Κρατήστε το καπάκι στο χέρι σας και μην αγγίζετε το άκρο του στειλέου.




Βήμα 3.

Μετακινήστε απαλά τις πτυχές του δέρματος γύρω από τον κόλπο σας με το άλλο σας χέρι. Εισαγάγετε τον στειλέο μερικά εκατοστά μέσα στον κόλπο σας.




Βήμα 4.

Περιστρέψτε τον στειλέο απαλά για 10-30 δευτερόλεπτα.



Βήμα 5.

Αφαιρέστε απαλά τον στειλέο από τον κόλπο σας. Τοποθετήστε τον στειλέο πίσω στο σωληνάριο, βιδώστε πάλι το καπάκι και επιστρέψτε το στον πάροχο της υγειονομικής περίθαλψής σας.



Βήμα 6.

Ο πάροχος υγειονομικής περίθαλψης θα στείλει το δείγμα σας σε ένα παθολογικό εργαστήριο για να ελεγχθεί.