

مهم

- ای تست ره د بین 2 هفته آینده تکمیل کید.
- د وقتایی که نمونای خوره پس ریی مونید فرمه خوره هم د داخل پاکت ریی کید.

رهنمایی بسته تست خانگی

2 نمونه ریزه ره بیگرید، از طریق پست ریی کید و خلاص.

نتیجه شیم



- باد ازیکه نمونای خوره پست کدید نتیجای شیم د بین 4 هفته بلده خود شیم و داکتر شیم پست موشه.
- یک نتیجه منفی به ای معنی استه که خون دیده نشده. باید خود امزی تست ره 2 سال باد دوباره تکرار کنید.
- یک نتیجه مثبت به ای معنی استه که خون دیده شده. ای نتیجه همیشه به ای معنی نیسته که شیمو سرطان روده دیرید. دلیلی خیلی زیادی وجود دیره که چره د مدفوع شیم خون دیده شده، و اکثر شی کدم رابطه قد سرطان ندره. بلده کسب مالومات بیشتر د ای باره فوراً پیش داکتر خو بورید.

پیش ازیکه تست خوره انجام بی دید



- ✓ بسته تست ره د پالوی سنگ تشناب بی لید که د یاد شیم بومنه انجام بی دید.
- ✓ بلده روزایی که نمونه خوره میگرید یک یادآوری ره تنظیم کید.
- ✓ تاریخ انقضا ره د پشت بسته تست چیک کید. اگه بسته تست وقت شی تیر شده بود، د شماره 701 1800 627 بلده یک بسته دیگه زنگ دید.
- ✓ تمام دواپی های دائمی خوره و غذای همیشگی خوره طبق معمول بوخرید.

اگه علامت زیر ره دیرید ای تست ره انجام نه دید:

- ✗ بواسیر (haemorrhoids) که خون موشه. اگه ای کار شد، پیش داکتر خو بورید
- ✗ د ادرار شیم خون بایه یا د داخل سنگ تشناب خون می بینید. اگه ای کار شد، پیش داکتر بورید
- ✗ د عادت ماهواری خو استید. ای تست ره 3 روز باد ازیکه عادت ماهواری شیم خلاص شد انجام بی دید
- ✗ د اخیرا کلونوسکوپی کیده باشید.


بلده طریقه انجام دون ازی تست ای ویدیو ره توغ کید
www.health.gov.au/nbcsp



تمام چیزای لازم بلده انجام دون تست د داخل بسته تست شیم استه




2 لوله جم آوری



یک فرمه جزئیات شرکت کننده



1 پاکت خط از پیش پرداخت شده




1 خطله کیفیت دار



2 استر کاغذی بلده داخل تشناب

1 آمادگی بیگرید



نام، تاریخ تولد و تاریخی که تست ره انجام ددید د بله یکی از لوله ها نوشته کید.




ادرار کیده و تشناب ره فلش کید. یکی از استرای تشناب ره طوری د داخل تشناب قرار بی دید که طرف نوشته شی بالا باشه. اگه تر شد کدم مشکل نیسته.

2 نمونه بیگرید




د بله استر کاغذی مدفوع کید.



لوله ره دور دیده واز کید. سر چوبک شی ره داخل مدفوع خو کنید. نمونه ی که میگرید خیلی ریزه باشه.

چوبک ره پس داخل لوله کیده دان شی ره موکم کید که تیق کنه. استر قابل تجزیه ره د تشناب فلش کید.



لوله ره داخل خلطه که دان شی کلیفت موشه قرار بی دید.

ای خلطه ره د یک جای خنک، مانند یخچال قرار بی دید. نیلید که از گیر شیم یخ ده به.

3 تکرار کید




دفعه دیگه که مدفوع کدید، با استفاده از لوله دیگه مرحله 1 و 2 ره تکرار کید. اساساً، کوشش کید که هر دو نمونه ره د بین سه روز از همدیگه جم آوری کید. سپس بورید به مرحله 4.

4 ری کید


نمونای خوره هر قدر زود که امکان دشت ری کید.

فرمه جزئیات شرکت کننده ره تکمیل کید. تاریخی که نمونای شیم گرفته شده ره نوشته کیده فرمه ره امضا کید.




د پشت پاکت خط، پیش روی شی امضا کیده و نام و آدرس خوره د پشت شی نوشته کید.

ای فرمه ره قد نمونا د داخل پاکت قرار بی دید.



پاکت ره پست کید. تا جایی که امکان دشته شه نمونا باید خنک بومتن. د یک وقت روز که خنک تر باشه د داخل پست بکس بیندخید یا خود شیم د پسته خانه بورید.



سوالات؟

خط کمکی بسته تست: 1800930998.

راجستر ملی معاینه سرطان: 1800627701

از وبسایت مو بازدید کید: www.health.gov.au/nbcsp

ترجمه ها



بلده مالومات زیادتر د زیبون خود خو www.health.gov.au/nbcsp-translations
خدمات زیبو و ترجمه: 131450.

MANUFACTURER

EIKEN CHEMICAL CO., LTD.

SPONSOR

r-biopharm

PATHOLOGY SERVICES

SONIC HEALTHCARE