



가정용 검사 키트 지침

2 개의 작은 샘플을 채취하여 동봉된 봉투에 넣어 발송하면 됩니다.

키트에는 검사에 필요한 모든
것이 포함되어 있습니다.



1 x 참가자 세부
정보 양식



2 x 채취 튜브



2 x 변기
라이너



1 x 지퍼백



1 x 수신자
부담 회신
봉투

! 검사를 수행하기 전에

- ✓ 검사 키트를 기억할 수 있도록 변기 옆에 두세요.
- ✓ 샘플 채취 날짜를 위한 알림을 설정하세요.
- ✓ 키트 뒷면의 만기 날짜를 확인하세요. 키트가 만료된 경우 1800 627 701로 전화하여 교체를 하세요.
- ✓ 복용 중인 약은 계속 복용하고 평소대로 식사하세요.

다음의 경우 검사를 하지 마세요.

- ✗ 출혈성 치질. 이 경우, 의사의 진찰을 받으세요
- ✗ 소변에 피가 섞여 나오거나 변기에 피가 있음. 이 경우, 의사의 진찰을 받으세요
- ✗ 생리 기간. 생리가 끝나고 3일 후에 검사를 하세요.
- ✗ 최근에 대장 내시경 검사를 받은 경우.

중요 사항

- 이 검사를 다음 2주 이내에 완료하세요.
- 샘플을 반송할 시에 작성된 양식을 봉투에 포함하세요.

✉ 결과

결과는 샘플 발송 후 4주 이내에 귀하와 담당 의사에게 우편으로 발송됩니다.

음성 결과는 혈액이 발견되지 않았음을 의미합니다. 2년 후에 다시 검사를 해야 합니다.


양성 결과는 혈액이 발견되었음을 의미합니다. 이는 반드시 대장암에 걸렸다는 의미는 아닙니다. 대변에 피가 섞여 나오는 데에는 여러 가지 이유가 있으며, 대부분은 암과 관련이 없습니다. 자세한 내용을 알아보시려면 가능한 한 빨리 의사를 만나 보세요.

웹사이트 www.health.gov.au/nbcsp에서
검사 방법에 대한 비디오를 시청하십시오.



검사 방법

1 준비



튜브 중 하나에 귀하의 이름, 생년월일 및 검사 날짜를 적습니다.




소변을 보고 변기 물을 내립니다.

변기 라이너 하나를 글씨가 위를 향하도록 하여 변기에 놓습니다. 라이너가 젖어도 괜찮습니다.

2 채취



라이너 위로 대변을 봅니다.



튜브를 비틀어 엽니다. 스틱 끝에 대변을 묻힙니다. 샘플은 아주 적은 양이어야 합니다.

스틱을 튜브에 다시 넣고 딸깍 소리를 내며 닫습니다. 생분해성 라이너를 변기 안에 두어 물을 내립니다.

3 반복




다음 대변을 볼 때 다른 튜브를 사용하여 1단계와 2단계를 반복합니다. 이상적인 것은 3일 이내에 두 샘플을 각각 채취하는 것입니다.


그런 다음 4단계로 이동합니다.

4 발송

가능한 한 빨리 샘플을 우편으로 발송합니다.



참가자 세부 정보 양식을 작성합니다. 샘플 채취 날짜를 기록하고 양식에 서명합니다.



봉투에 앞면에는 서명하고 뒷면에는 귀하의 이름과 주소를 적습니다.

양식과 샘플을 봉투에 넣습니다.



봉투를 우편으로 발송합니다. 샘플은 가능한 한 서늘한 상태에서 유지해야 합니다. 하루 중 서늘한 시간에 우체통에 넣거나 우체국으로 가져갑니다.

? 질문

검사 키트 헬프라인: 1800 930 998.

국가 암 선별 검사 등록부:
1800 627 701.

저희 웹사이트를 방문하십시오:
www.health.gov.au/nbcsp.



통번역

한국어로 된 정보:
www.health.gov.au/nbcsp-translations.
언어 및 통번역 서비스: 13 14 50.

PATHOLOGY SERVICES



SPONSOR



MANUFACTURER

