

Упатства за собирање




Чекор 1

Ќе добиете плик по пошта со се што ви треба за да го направите тестот, вклучувајќи и упатства. Се што треба да направите е да соберете 2 мали примероци од 2 одделни измета.




Чекор 2

Земете една тубичка за собирање и напишете ги вашите податоци. Прво направите мала нужда, а потоа ставете ја приложената тоалетна облога во клозетската шолја. Ова ќе го фати вашиот измет за примерокот.



Чекор 3

Откако ќе ја извршите големата нужда, отворете ја тубичката и со врвот на стапчето размачкајте по изметот. Ви треба само мал примерок од изметот. Ставете го стапчето во тубичката и затворите го капачето со притискање.




Чекор 4

Ставете ја тубичката во кесичката со патент и складирајте ја некаде на ладно. Фрижидерот е идеално место, но не го ставајте во мразалникот.



Чекор 5

Кога повторно ќе одите по голема нужда повторете ја постапката и со втората тубичка.



Чекор 6

Пополнете го формуларот и ставете го во пликот заедно со вашите 2 примероци. Прочитајте го контролниот список на задниот дел од пликот пред да го запечатите. Ако можете, испратете ги примероците во рок од 24 часа. Поштарината е бесплатна!