

Örnek Alma Talimatları




1. Adım

Postadan, talimatlar da dahil olmak üzere testi yapmak için ihtiyacınız olan her şeyi içeren bir zarf alacaksınız. Tek yapmanız gereken 2 ayrı dışkıdan 2 küçük örnek almak.



2. Adım

Bir örnek alma tüpü alın ve bilgilerinizi yazın. Önce idrar yapın, ardından sifonla atılabilir tuvalet astarını klozete koyun. Bu astar, örnek olarak kullanılacak dışkıyı toplayacaktır.



3. Adım

Dışkınızı yaptıktan sonra, örnek alma tüpünü açın ve çubuğun ucunu dışkınızın üzerinde ileri geri kazıyın. Sadece küçük bir örneğe ihtiyacınız var. Çubuğu tekrar tüpe yerleştirin ve kapağını kapatın.



4. Adım

Tüpü plastik fermuarlı torbaya yerleştirin ve serin bir yerde saklayın. Buzdolabı en uygunudur ancak dondurucuya koymayın.



5. Adım

Bir sonraki dışkınızı yaptığınızda, işlemi ikinci örnek alma tüpü ile tekrarlayın.



6. Adım

Formu doldurun ve 2 örnekle birlikte zarfa koyun. Kapatmadan önce zarfın arkasındaki kontrol listesini okuyun. Mümkünse örnekleri 24 saat içinde postalayın. Postalama ücretsizdir!