

Mga Tagubilin sa Pagkolekta




Hakbang 1

Makakatanggap ka ang isang sobre sa koreo na naglalaman ng lahat na kailangan mong gamitin sa pagsusuri pati ang mga tagubilin. Ang dapat mong gawin ay kumuha ng 2 maliliit na mga sample mula sa 2 magkahiwalay na pagtae.




Hakbang 2

Kumuha ng isang tubong pangkolekta (collection tube) at isulat ang iyong mga detalye. Umihi muna, pagkatapos ay ilagay ang naiiflush na papel (toilet liner) sa loob ng inidoro (toilet bowl). Ito ang sasalo sa iyong tae na pagkukunan mo ng sample.



Hakbang 3

Kapag nakatae ka na, buksan ang collection tube at ikayod ang dulo ng patpat (stick) sa iyong tae. Kailangan mo lamang ang maliit na sample. Ipasok ang patpat na may tae sa loob ng tubo at isara ang takip nito.




Hakbang 4

Ilagay ang tubo sa loob ng ziplock bag at itabi ito sa malamig na lugar. Puwedeng itago sa loob ng fridge ngunit huwag sa freezer.



Hakbang 5

Sa susunod mong pagtae, ulitin ang naging proseso gamit ang ikalawang collection tube.



Hakbang 6

Sulatan ang porma at ilagay sa sobre kalakip ng iyong 2 samples. Basahin ang checklist sa likod ng sobre bago isara ito. Ipadala sa koreo ang mga sample, sa loob ng 4 na oras kung kaya mo. Libre ang selyo (postage)!