

Instrukcje dotyczące pobrania próbek




Krok 1

Otrzymasz pocztą kopertę ze wszystkim, co potrzeba do wykonania testu, w tym instrukcje. Wszystko, co potrzebujesz zrobić to pobrać 2 niewielkie próbki z 2 oddzielnych mas kału.




Krok 2

Na jednym z pojemników wpisz swoje dane. Najpierw oddaj mocz, następnie w muszli klozetowej umieść wyściółkę, którą potem będzie można spłukać. Złapie ona kał do próbki.



Krok 3

Po oddaniu stolca otwórz pojemnik i zeskrób kał czubkiem szpatułki. Potrzebna jest tylko bardzo mała ilość. Włóż szpatułkę z powrotem do pojemnika i szczelnie zamknij wieczko.




Krok 4

Włóż pojemnik do szczelnie zamykanej torebki i przechowuj w zimnym miejscu. Najlepsza jest lodówka, ale nie włóż torebki do zamrażalnika.



Krok 5

Kiedy oddasz stolec następnym razem, powtórz ten proces z drugim pojemnikiem na próbkę.



Krok 6

Wypełnij formularz i włóż go do koperty razem z obiema próbkami. Przeczytaj listę kontrolną na odwrocie koperty zanim ją zakleisz. Wyślij próbki pocztą, w miarę możliwości w ciągu 24 godzin. Przesyłka jest wolna od opłaty pocztowej.