



Bagaimana anda boleh mengumpul sampel anda sendiri




Langkah 1.

Anda akan diberikan tempat anda sendiri untuk megumpul sampel anda.




Langkah 2.

Pusingkan penutupnya dan keluarkan alat tersebut daripada tiubnya. Pegang penutupnya dan jangan sentuh hujung alatan.




Langkah 3.

Dengan lembut gerakkan lipatan kulit di sekeliling faraj anda dengan tangan anda yang satu lagi. Masukkan alat tersebut beberapa sentimeter ke dalam faraj anda.




Langkah 4.

Putarkan alat itu dengan lembut selama 10-30 saat.



Langkah 5.

Dengan lembut keluarkan alat itu daripada faraj anda. Letakkan alat tersebut semula ke dalam tiub, pasang penutup sekali lagi dan kembalikan kepada pemberi penjagaan kesihatan anda.



Langkah 6.

Pemberi penjagaan kesihatan anda akan menghantar sampel anda ke makmal patologi anda untuk diuji.