



KIF TAGHMEL TEST TAL-ANTIGEN RAPIDU LOLLIPOP

Hemm tipi differenti ta' testijiet tal-antigen rapidu (RATs). Din il-gwida tispjega xi passi bażiċi li għandek issegwi għal RAT li tirda' bħal lollipop.

Qabel ma tibda, iċċekkja x'għidu l-istruzzjonijiet tat-test tiegħek. Ara li t-test tiegħek ma skadiex id-data tiegħu ta' skadenza.

1.



Tikolx, tixrobx, tpejjipx lanqas tnaddaf sniek 30 minuta qabel ma tagħmel it-test.

2.



Aħsel idejk.

3.



Poġġi t-tarf tal-isponża tal-lollipop f'ħalqek. Tigdimhiex.

4.




Dawwarha f'ħalqek għal 90 sekonda.

5.



Meta toħroġha, l-isponża għandek tħossha ratba fuq il-sienek u ċ-ċirku ta' wara għandu jkun blu.

6.



Ikklikkja t-tarf tal-isponża tal-lollipop fl-istrippa tat-test.

7.




Stenna 10 minuti u aqra r-rizultat.

8.



Armi t-test fil-landa taż-żibel u aħsel idejk meta tlesti.


Kif taqra r-rizultati tat-test tal-antigen rapidu:



Pożittiv
Għandek il-COVID-19



Negattiv
M'għandekx il-COVID-19



Invalidu
It-test ma ħadimx.
Hemm bżonn tagħmel test ieħor.

Jekk ittestajt pożittiv, int trid tizola u tirrapporta r-rizultat tiegħek lill-awtoritajiet lokali tiegħek tas-saħħa. Għal aktar tagħrif, żur www.health.gov.au, jew ċempel **1800 020 080**.
Aghżel 8 għas-servizzi bla ħlas tal-interpretar.

