

Экспресс-тест на антигены (RAT)

Как правильно пользоваться экспресс-тестом на антигены

При работе с экспресс-тестами на антигены всегда необходимо:

- Проверять, не истек ли срок годности теста
- Мыть или дезинфицировать руки до и после тестирования
- Тщательно следовать инструкциям по тестированию, приложенным к упаковке



Что следует и чего не следует делать



Тесты, в которых используется слюна или мокрота

За 30 минут до начала тестирования вам не следует:



Есть



Курить



Чистить
зубы



Жевать
жвачку



Непосредственно перед тестированием, 3–5 раз сильно откашляйтесь в маску или салфетку подальше от других людей.



Тесты, в которых используется мазок из носа



Высморкайтесь перед тестированием.



Не прикасайтесь к мягкому концу маленькой палочки, называемой назальным тампоном.

Помните, что каждый тест может быть использован только один раз.



Для получения дополнительной информации об экспресс-тестах на антигены звоните в
National Coronavirus Helpline: 1800 020 080

Чтобы получить бесплатную помощь переводчика, выберите вариант 8.

Вы также можете посетить сайт health.gov.au



Australian Government