

Брзи антигенски тест (RAT)

Како се правилно користи брзи антигенски тест

За све брзе антигенске тестове, увек треба да:

- Проверите да није истекао рок трајања теста
- Оперете или дезинфикујете руке пре и после тестирања
- Пажљиво следите упутства која се налазе у паковању



Шта треба, а шта не треба да радите



Тестови за пљувачку

30 минута пре тестирања немојте да:



Једете



Пушите



Перете
зубе



Жваћете
жвакаћу
гуму



Непосредно пре тестирања,
кашљите јако 3 до 5 пута у
хигијенску маску или папирну
мараму и даље од других људи.



Тестови за брис из носа



Издупајте нос пре
тестирања.



Не додирујте меки
крај штапића, тј. брис.

Не заборавите,
тестови могу да се
користе само једанпут.



За више информација о брзим антигенским тестовима, позовите

National Coronavirus Helpline: 1800 020 080

За бесплатне услуге преводиоца притисните опцију број 8.

Такође можете да посетите health.gov.au



Australian Government