

การตรวจแอนติเจนแบบรวดเร็ว (RAT)

วิธีการใช้ชุดตรวจแอนติเจนแบบรวดเร็วอย่างถูกต้อง

สำหรับชุดตรวจแอนติเจนแบบรวดเร็วทุกตัว คุณควร

- ตรวจสอบว่าชุดตรวจยังไม่หมดอายุ
- ล้างมือหรือฆ่าเชื้อที่มือของคุณก่อนและหลังการตรวจ
- ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้ชุดตรวจที่ให้มาในบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวัง



สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ



ชุดตรวจที่ใช้น้ำลาย

30 นาทีก่อนทำการตรวจ อย่า



กิน



สูบบุหรี่



แปรงฟัน



เคี้ยว
หมากฝรั่ง



ก่อนที่คุณจะทำการตรวจ ให้ไอแรง ๆ
3 ถึง 5 ครั้งไปที่หน้ากากอนามัย
หรือไอใส่กระดาษทิชชู
โดยให้อยู่ห่างจากผู้อื่น



ชุดตรวจที่ใช้ตัวอย่างจากจมูก ของคุณ



สั่งจมูกก่อนทำการตรวจ



ห้ามสัมผัสปลายด้าน
ที่นุ่มอ่อนของแท่งไม้เล็ก ๆ
ที่เรียกว่าสิ่งป้ายกวาด


โปรดจำไว้ว่า
ชุดตรวจแต่ละชุดสามารถ
ใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น



สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจแอนติเจนแบบรวดเร็ว โปรดโทรไปที่

National Coronavirus Helpline: 1800 020 080

เลือกตัวเลขที่ 8 เพื่อรับความช่วยเหลือจากล่ามฟรี
คุณยังสามารถเข้าไปดูที่ [health.gov.au](https://www.health.gov.au) ได้อีกด้วย



Australian Government