


Come prelevare il proprio campione



1° passo

Ti verrà fornito uno spazio privato per prelevare il campione.




2° passo

Ruota il tappo e rimuovi il tampone dalla provetta. Afferra il tappo e non toccare l'estremità del tampone.




3° passo

Con l'altra mano sposta delicatamente le labbra. Inserisci il tampone nella vagina per alcuni centimetri.




4° passo

Ruota delicatamente il tampone per 10-30 secondi.



5° passo

Rimuovi delicatamente il tampone dalla vagina. Rimetti il tampone nella provetta, riavvita il tappo e restituisci la provetta al personale sanitario.



6° passo

Il personale sanitario invierà il campione a un laboratorio di analisi per essere testato.