

# 乳腺癌筛查流程



## 第1步

乳腺癌筛查接待员会到候诊室将您带入乳腺癌筛查室。他们将解释筛查流程并回答您的任何问题。




## 第2步

当您准备好后，放射技师会要求您脱掉上衣和胸罩，每次将一边的乳房放在乳腺癌筛查机的底盘上。他们会解释如何做。



## 第3步

然后，放射技师将用顶盘和底盘夹着每个乳房并挤压乳房，以便拍摄的影像尽可能清晰。这可能会让人不舒服，但应该不会疼痛。如果疼痛，您可以要求停止乳腺癌筛查。



## 第4步

机器将为每个乳房拍摄至少两张影像——一张从顶部拍摄，一张从侧面拍摄。这些影像稍后将由至少2名经过专门培训来鉴别乳腺癌的医生作出分析。您的结果将在2到4周内备妥。如果检测到癌症，您的全科医师或乳房专科诊所将讨论治疗方案。

