

樣本收集說明




第1步

你將收到郵寄給你的一個信封，其中包含進行篩查所需的一切，包括說明。你所需要做的就是從兩次排便中收集 2 個微小樣本。




第2步

取一根收集管並添加你的詳細資料。先小便，然後將可沖馬桶襯裡放入馬桶內。這將留住糞便以供收集樣本。



第3步

排完便後，打開收集管，用棒子的尖端在糞便上來回刮擦。你只需要一份很小的樣本。將棒子放回管中，然後關緊蓋子。



第4步

將收集管放入自封袋中並存放在陰涼處。冰箱是理想的選擇，但不要將其放入冰櫃。



第5步

當你第二次排便時，請用第二個收集管重複此過程。



第6步

填寫表格並將其與 2 個樣品一起放入信封中。密封前請閱讀信封背面的清單。如果可以的話，請在 24 小時內郵寄樣品。郵資全免！