
Chinese (Simplified) | 简体中文


如何自我采样

1




我们将为您提供一处私密空间，供您采集样本。

2




拧开盖子，从管中取出拭子。握住管盖，不要触碰拭子末端。

3




另一只手轻轻拨开阴道口周围的皮肤 褶皱。将拭子插入阴道内几厘米处。

4




轻轻旋转拭子 10 到 30 秒。

5



轻轻地从阴道中取出拭子。将拭子放回管中，拧上管盖，然后交还给医务人员。

6



您的医务人员会将您的样本送至病理实验室进行检测。

NATIONAL
CERVICAL SCREENING
PROGRAM
A joint Australian, state and territory government program

www.health.gov.au/ncsp-multicultural